

triaMED Anleitung Medicosearch Schnittstelle

31.03.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Medicosearch Schnittstelle – Online Terminvergabe	3

1. Medicosearch Schnittstelle – Online Terminvergabe

Medicosearch Web

Der Patient hat die Möglichkeit, bei Medicosearch einen Arzttermin anzufragen.

medicosearch DE | FR | IT Suche Support & FAQ [Registrieren](#) [Login](#)

Suche > Dr. med. Tester Triamed [Tweet](#) [Like](#) [+1](#) [Email](#)

Praxis
Worbstrasse 201, Gümligen
 Adresse: Worbstrasse 201, 3073 Gümligen
 Telefon: +41 31 950 05 00
 Website: www.mytriamed.ch

Standort
 Map showing location at Worbstrasse 201, Gümligen. Distance: 400m.

Übersicht | Bewertungen | Termin buchen | Ärzte | Media | Anzahl Besucher: 8

Buchen Sie online Ihren Termin
 Registrieren Sie sich kostenlos. [Zur Buchung](#)

Juli 2013

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Die nächsten freien Termine


16.07.2013	17.07.2013	18.07.2013
+ 15:45 – 18:00	+ 07:00 – 12:00	+ 07:00 – 12:00
	+ 13:00 – 18:00	+ 13:00 – 18:00

Gesamtbewertung (0)
 Praxis: [+](#) [+](#) [+](#) [+](#) [+](#)
 Ⓐ = 0.0%
 # = 0

Noch keine Bewertungen vorhanden
 Geben Sie jetzt das erste Feedback ab. Für einen kurzen Text sind Ihnen zukünftige Patienten dankbar! [Zum Fragebogen...](#)

Ärzte
 Diese Ärzte arbeiten in dieser Praxis
 Dr. med. Tester Triamed
[Zur Übersicht](#)

Medicosearch in triaMED



Termine von Medicosearch werden mit Icon dargestellt. Die unterschiedlichen Farben haben folgende Aussage:

In Bearbeitung	Medicosearch Icon in orange am unteren rechten Rand und Eintrag im Feld Bemerkung des Termins
Gebucht	Medicosearch Icon in der Standardfarbe grün am unteren rechten Rand des Termins
Abgelehnt	Werden in der triaMED Agenda nicht mehr angezeigt, sind bei der letzten Abfrage über das Menü aus der Datenbank gelöscht worden

Terminanfragen von Personen, die erstmalig über Medicosearch einen Termin vereinbaren möchten, werden als Termin ohne triaMED-Patientenstamm Verknüpfung eingetragen.

Mit der triaMED Funktionalität im Termin kann der Patient einfach über den Namen identifiziert und zugewiesen oder neu angelegt werden.

Terminanfragen von Personen, welche schon früher einen Termin über Medicosearch vereinbart hatten, werden automatisch erkannt und eingetragen.

Änderungen an Terminen mit Patientenstamm Verknüpfung sollten über den Medicosearch Account vorgenommen werden oder durch Ablehnung des Medicosearch Termins und Neuvereinbarung in Absprache mit dem Patienten.


Jeder in triaMED erfasste Termineintrag wird ebenfalls an Medicosearch übermittelt.

Die gegenseitige Aktualisierung erfolgt über den Windows Taskplaner und ein triaMED Tool in zu vereinbarenden Zeitabständen automatisch. Es wird ein Journal geschrieben, das zu Kontrollzwecken eingesehen, gedruckt oder auch exportiert werden kann.

Nachfolgend wird die manuelle Aktualisierung beschrieben, die aber den Nachteil hat, die Arbeitsstation während der Verarbeitung zu blockieren.

Die Schnittstelle kann über die Favoriten oder über das Hauptmenu, Fremdprogramme aufgerufen werden.

Es stehen folgende manuelle Aktualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung:



Termine aktualisieren

Die Termine werden inkrementell (nur nach Veränderungen) von MedicoSearch in die Agenda importiert und nach Status angezeigt.

Belegung aktualisieren



Die Berechnung gilt für die nächsten 100 Tage des Agenda-Kontos, welche MedicoSearch mit den gebuchten Terminen neu aktualisiert wird.

Alle Termine aktualisieren

Ist die Schnittstelle mehrmals im Patienten-Mandanten-Stamm vorhanden können alle Schnittstelle über den erst dann sichtbaren vierten Untermenüpunkt „Alle Termine aktualisieren“ synchronisiert werden.

Vollständige Synchronisation

Diese sollte nach dem Konfigurieren und bei einem Fehler mit Statuscode 205 erfolgen. Es werden alle Termine der nächsten 2 Jahre aus triaMED an Medicosearch übertragen. Danach werden alle erfassten Termine von Medicosearch an triaMED zurückgemeldet.



Nach Abschluss der Synchronisation wird angezeigt, ob bzw. welche Fehler aufgetreten sind.