


triaMED Anleitung Interaktions- und Allergiecheck

31.03.2017




Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Interaktions- und Allergiecheck vor Aufnahme auf den Therapieplan	3

1. Interaktions- und Allergiecheck vor Aufnahme auf den Therapieplan

Medikamente in der Schnellerfassungszeile werden beim Interaktionscheck miteinbezogen. *Man kann also prüfen, ob eine Interaktion besteht, bevor das Medikament mit ENTER auf den Therapieplan übernommen wird.*



Ebenso kann man unter Bezeichnung den Button „Suchen“ (Lupensymbol) anklicken, im Suchfenster über Button Erweitert nach Substanz oder ATC suchen. Interaktionscheck und Allergiecheck erfolgen bevor das Medikament auf den Therapieplan zugefügt wird.

