

triaMED Anleitung Anpassungen Empfänger GLN-Nummer CSS

31.03.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	3
2. Zweck	3
3. Adressierung	3
4. Anpassungen im triaMED	3

1. Einleitung

Gemäss Mitteilung der Medidata stellt die CSS ihr Empfangssystem am 1. September 2015 für elektronische Rechnungen via MediPort um. Ab diesem Datum müssen alle Rechnungen ausschliesslich an den betreffenden Versicherer der CSS-Gruppe (Arcosana, CSS, Intras, Sanagate) adressiert werden.

2. Zweck

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Parametrierungsarbeiten im triaMED zur Umstellung der Empfänger GLN-Nummern für Arcosana, CSS, Intras, Sanagate.

3. Adressierung

Die neue Adressierung ist ab sofort gültig. Ab dem 1. September 2015 können Rechnungen mit der bisherigen Adressierung nicht mehr bearbeitet werden, es erfolgt eine Rückweisung an den Absender.

Bisher:

Versicherer	Empfänger-GLN (receptient)	Versicherer-GLN (insurance)
CSS	7601003001082	7601003001082
Arcosana	7601003001082	7601003010107
Intras	7601003001082	7601003000498
Sanagate	7601003001082	7601003181029

Neu ab sofort:


Versicherer	Empfänger-GLN (receptient)	Versicherer-GLN (insurance)
CSS	7601003001082	7601003001082
Arcosana	7601003010107	7601003010107
Intras	7601003000498	7601003000498
Sanagate	7601003181029	7601003181029

4. Anpassungen im triaMED

Öffnen Sie die Pflege der Versicherungs-Stammdaten über den Button *START – Stammdaten - Versicherungen*



Geben Sie im Suchfenster den *Suchtext* ein, klicken auf den Button *Suchen*, markieren die Zeile mit der zutreffenden Versicherung und klicken auf den Button *Bearbeiten*.



Die *Empfänger GLN (receipt)* entspricht dem Feld *EAN-Rechnungsempfänger* im triaMED. Passen Sie das Feld *EAN-Rechnungsempfänger* gemäss der Liste an und klicken auf den Button *Speichern*. Führen Sie die Anpassungen für die Arcosana, Intras und Sanagate durch und kontrollieren Sie die CSS.

Neu ab sofort

Versicherer	Empfänger-GLN (receipt)	Versicherer-GLN (insurance)
CSS	7601003001082	7601003001082
Arcosana	7601003010107	7601003010107
Intras	7601003000498	7601003000498
Sanagate	7601003181029	7601003181029