

# triaMED Anleitung Sitzungsdatum ändern

31.03.2017



## Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis	2
1. Sitzungsdatum ändern	3

# 1. Sitzungsdatum ändern

Falls Leistungen auf das falsche Datum erfasst worden sind, müssen diese nicht gelöscht und neu eingegeben werden.

So wird's gemacht: Markieren Sie eine Leistung mit falschem Datum und wählen Sie über die rechte Maustaste die Sitzungseigenschaft an. Im folgenden Fenster können Sie nun das Datum wie gewünscht ändern.

