

triaMED Anleitung Documedis® Vac

26.04.2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Documedis® Vac – Meldung BAG	3
2. Bedingungen	3
3. Funktion	3
4. Erfassung der Impfung in triaMED	3
5. Anhang - Covid Impfung: Daten erfassen und Meldung BAG	4

1. Documedis® Vac – Meldung BAG

Mit der Corona-Virus Pandemie wurde das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Test-, und Impfszenarien mussten innert kurzer Zeit aus dem Boden gestampft werden.

Mit der triaMED Version 4.4.8.18 ist die Funktionalität Documedis® Vac eingebaut worden. Dies erlaubt es Impfungen ans BAG zu übermitteln und ein Impfnachweis auszudrucken.

Durch das schweizerische Gesundheitssystem ist diese Funktionalität nicht in allen Kantonen gleich unterstützt. HCI Solutions arbeitet daran immer weitere Kantone für die Benutzung dieser Funktionalität ins Boot zu holen.

2. Bedingungen

Damit Documedis® Vac in triaMED benutzt werden kann, muss mindestens ein MedIndex Basis Vertrag vorhanden sein.

Ansonsten benötigt es keinen weiteren Konfigurations- oder Installationsaufwand.

3. Funktion

Die Funktion kann ganz einfach in der KG unter 45 Impfungen, über den Menüpunkt «Meldung an BAG (COVID-19)» aufgerufen werden.

Datum	Alter	Impfstoff	Antigen	Chargen-Nr.	Immunisierungsty	Bemerkungen	Unerwünschte Reakt	Ausgeführt	Dok
29.03.2021	47j 11m 12	Moderma	COVID-19	123456789	(Keine Angabe)			Intern	

Danach werden sie auf die Webseite von Documedis® Vac geleitete, auf welcher sie die weiteren Schritte erledigen können. (siehe Anleitung «Covid Impfung: Daten erfassen und Meldung BAG» im Anhang)

Durch den Aufruf aus triaMED werden die Patientendaten bereits vorgeladen und müssen so nicht zusätzlich erfasst werden.

4. Erfassung der Impfung in triaMED

Die Impfung können nicht zwischen triaMED und Documedis® Vac ausgetauscht werden. Das Bedeutet, dass eine Impfung separat in triaMED zu Dokumentationszwecken erfasst werden muss.

Datum	Alter	Impfstoff	Antigen	Chargen-Nr.	Immunisierungsty	Bemerkungen	Unerwünschte Reakt	Ausgeführt	Dok
29.03.2021	47j 11m 12	Moderma	COVID-19	123456789	(Keine Angabe)			Intern	

5. Anhang - Covid Impfung: Daten erfassen und Meldung BAG

Dieser Abschnitt beinhaltet eine Kurzanleitung, welche von HCI Solutions erstellt wurde.

1. Patient erfassen

1.1 Mit Primärsystem

- Patient im Primärsystem (z.B. Apotheken- oder Arztsoftware) erfassen
- In Documedis das Tab **Vac** wählen

1.2 Mit compendium.ch

- Mit einem HIN-Login einloggen
- Patient in compendium.ch unter Medikation im Tab **Vac** erfassen

2. Wahl 1. oder 2. Impfung

- Definition ob es sich um die 1. oder 2. Impfung handelt

3. Fragen/Angaben erfassen

- Die anschliessenden Fragen und Angaben zur Impfung ausfüllen

4. Termin 2. Impfung

- Bei der 1. Impfung kann fakultativ noch der Termin für die 2. Impfung erfasst werden
- Mittels Klick auf kann der Termin als Kalender-Datei exportiert werden

5. Formular & Impfnachweis drucken

- Das Formular inkl. dem Impfnachweis wird über den Button «Export» → «Drucken» ausgedruckt

6. Ans BAG senden

- Die erfassten Daten werden über den Button «Export» → «Ans BAG senden (VDML)» ans BAG übermittelt