

triaMED Anleitung Verlauf problemorientiert – Leere Zeilen ausblenden

31.03.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Verlauf problemorientiert – Leere Zeilen ausblenden	3

1. Verlauf problemorientiert – Leere Zeilen ausblenden

Leere Zeilen von Verlaufeinträgen im Navigationspunkt „Verlauf problemorientiert“ können über die Funktion „Extras“ – „Leere Zeilen nicht anzeigen“ ausgeblendet werden.

The screenshot shows the patient record for Susanne, born 01.08.1946. The left sidebar lists various medical categories, with '30 Verlauf problemorientiert' selected. The main area displays a list of encounters. A red arrow points to the 'Extras' menu, which is open, showing the option 'Leere Zeilen nicht anzeigen' checked. Below the menu, there are three encounter entries:

Probleme/Diagn	Code	Dok
Hier klicken, um einen Eintrag zu erstellen		
Fraktur: Hand-/		
Schwangersch		
Grippe		
▶ Verdacht auf C		
Allgemeiner K		

The encounter list shows the following details:

- 07.03.2014 - 10:34 Verdacht auf Colon-Ca MA**
 - S: Hat Operation hinter sich, gut gegangen
 - O: Abdomen weich, indolent, Narben bland, DG normal
 - B: St. nach Hemicolectomie
 - PÄ: Tumornachsorge gemäss Schema
 - PT: Inselspital
- 01.03.2014 - 10:19 Verdacht auf Colon-Ca MA**
 - S: Patientin ist stark verunsichert.
 - O: Fragliche Raumforderung Unterbauch links. Lymphknotenstationen unauffällig, Leber am Rippenbogen.
 - B: Verdacht auf Colonkarzinom
 - PÄ: Spitaleinweisung Chirurgie
- 26.02.2014 - 14:15 Anämie MA**
 - S: Seit letzter Konsultation unverändert müde.
 - O: Fragliche Raumforderung Unterbauch links. Lymphknotenstationen unauffällig, Leber am Rippenbogen.
 - B: Anämie
 - PÄ: Sono Abdomen, Colonoskopie
- 20.02.2014 - 09:00 Müdigkeit MA**